

QAXRAY Pro Produktmatrix

Softwarelösungen zur Qualitätssicherung an Bildwiedergabesystemen

diraal bietet mit **QAXRAY Pro** die universelle Softwarelösung für die Qualitätssicherung an Bildwiedergabesystemen (BWS). Alle Produkte unterstützen die folgenden Normen:

DIN 6868-157 (D) DIN V 6868-57 (D, A, CH) IEC 62563-1

QAXRAY Pro Workstation Basic - Die optimale Lösung für die Durchführung der arbeits-täglichen Sichtprüfungen an einem BWS

QAXRAY Pro Workstation - Die komplette Einzelplatzlösung zur Durchführung aller Abnahme-, Konstanz- und Sichtprüfungen an einem BWS

QAXRAY Pro Server - Die vollständige Unternehmenslösung zur Durchführung von Abnahme-, Konstanz- und Sichtprüfungen an einem BWS mit zentraler Verwaltung und Archivierung

QAXRAY Pro Portable - Die **QAXRAY Pro Server** Erweiterungsoption zur Durch-führung von Abnahme- und Konstanzprüfungen an BWS ohne Softwareinstallation

	Basic	Workstation	Server	Portable
Einzelplatz- / Unternehmenslösung	E	E	U	U
Testbilder für alle Auflösungen	✓	✓	✓	✓
PDF Prüfberichte	✓	✓	✓	✓
Unterstützte BWG Hersteller	alle	alle	alle	alle
Erinnerungsfunktion Sichtprüfungen	✓	✓	✓	
Arbeitstägliche Sichtprüfungen	✓	✓	✓	
Abnahme- und Konstanzprüfungen		✓	✓	✓
Unterstützung von Messgeräten		✓	✓	✓
Berechnung GSDF-Fehler / GSDF-Kurve		✓	✓	✓
Zentrale Speicherung aller Prüfberichte			✓	✓
Rollenbasierter Benutzerzugriff			✓	✓
Arbeitslisten			✓	✓
Prüfberichtrecherche			✓	✓
Excel™ Export von Verlaufsdaten			✓	✓
Sammelexport von Prüfberichten			✓	✓
Monitoring der Sichtprüfungen			✓	(✓)
Unterstützung mehrerer Betreiber			✓	✓
QS Prüfungen ohne SW Installation				✓